

## návod na použitie

# MASÁŽNÁ PODLOŽKA SHIATSU S VYHRIEVANÍM

Model: MGBK-2606H

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Počas používania výrobku, je nevyhnutné dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

## NEBEZPEČENSTVO

Ako obmedziť riziko úrazu elektrickým prúdom:

Prístroj vždy odpojte od elektrickej siete okamžite po použití a skôr, ako ho budete čistiť.

## VAROVANIE

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb:

01. Prístroj nesmiete nechať bez dozoru, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti. Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Rovnako tak ho odpojte, pokiaľ nasadzujete alebo z neho odstraňujete niektoré súčasti.
02. Nepoužívajte prístroj pod prikrývkou alebo vankúšom. Prístroj potom môže vydávať nadmerné teplo, spôsobí požiar, úraz elektrickým prúdom a zraníť osoby.
03. Neprenášajte prístroj za prívodný kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť.
04. Nikdy nepracujte s prístrojom, pokiaľ má blokované prístupy vzduchu. Prístupy vzduchu musia zostať voľné bez látok, vlasov apod.
05. Do otvorov prístroja nevkładajte a nepúšťajte žiadne predmety.
06. Nepoužívajte vonku.
07. Nepoužívajte na miestach, kde boli rozprášené aerosoly (spreje) alebo kam je dodávaný kyslík.
08. Odpojenie vykonáte tak, že najprv vypnete všetky funkčné prvky a potom prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
09. Ak je prístroj používaný deťmi alebo v ich blízkosti, invalidmi či postihnutými osobami, je potrebný stály dohľad nad činnosťou prístroja, aby nedošlo k jeho nesprávnemu používaniu.
10. Prívodný kábel udržiajte mimo vyhrievanej plochy, mohlo by dôjsť k vážnym popáleninám. Nepoužívajte nad citlivými časťami pokožky alebo nad miestami so zlým krvným obehom.
11. Tento prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní prístroja opatrné.
12. Prístroj musí byť napájaný výhradne elektrickým prúdom s bezpečným nízkym napätím tak, ako je to na ňom vyznačené.
13. Prístroj je možné používať iba so sieťovým adaptérom, ktorý je s ním dodávaný.
14. Tento prístroj nie je určený na to, aby bol používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nedostanú pokyny, ako prístroj používať, od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
15. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať súčastiam najnáchylnejším k opotrebeniu. Chybné súčasti odporúčame okamžite nahradiť a prístroj nepoužívať, pokiaľ nebude opravený.
16. Prístroj používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode.
17. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak má poškodený prívodný kábel alebo zástrčku, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ spadol alebo sa poškodil inak alebo pokiaľ bol ponorený do vody. Vráťte prístroj do servisu na preskúmanie a opravu.



Zariadenie nie je určené na komerčné využitie ani na lekárske účely. Pokiaľ máte obavy o svoje zdravie, pred používaním sa poraďte so svojim lekárom.



Používajte výhradne vo vnútorných priestoroch!



Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých miestnostiach (ako sú kúpeľne alebo sprchy).



- Neumývajte!
- Nečistite chemicky!
- Po používaní výrobku po dobu 15 minút si 30 minút odpočívajte, potom môžete prístroj použiť znovu.

# TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

## Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili prístroj shiatsu na masáž chrbta s tlakovou masážou a zahrievaním firmy Naipo. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte si ho, aby ste sa k nemu v prípade potreby mohli vrátiť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc, obráťte sa na naše oddelenie podpory zákazníkom. Pri pomoci s vaším problémom je nevyhnutné uviesť modelové označenie prístroja a číslo objednávky.

## Balenie obsahuje:

- 1 x masážny prístroj chrbta na shiatsu masáž
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x autoadaptér
- 1 x návod na použitie

## Technické údaje

Výrobok: masážny prístroj chrbta na shiatsu masáž  
Rozmery (mm): 450 (d) x 400 (š) x 700 (v)  
Hmotnosť: 2,9 kg  
Výstup: rovnomerných 12 V, 2 A  
Materiál obalu: PU, nylon, polyester, latex, živica  
Kabeláž a doplnky: kábel 1,8 m, sieťový adaptér a autoadaptér

## Popis výrobku

Prístroj na shiatsu masáž chrbta firmy Naipo má dva páry rotačných masážnych uzlov, ktoré stimulujú tlak a valcový pohyb shiatsu pri shiatsu masáži. Vylepšené 3D masážne uzly sú navrhnuté tak, aby lepšie zacieliili akupresúrne body na chrbte a prispôbili sa obrysom vášho tela. Masážne uzly sa presúvajú po celom chrbte a zaisťujú tak silnú a intenzívnu masáž, ktorá napodobuje masáž vykonávanú skutočným masérom. Ukludňujúce teplo poskytuje pohodlnú úľavu svalom a kĺbom. Vzpružujúca shiatsu masáž chrbta: Užite si pohodlnú tlakovú masáž a upravte si ju podľa svojich potrieb. Nové a vylepšené 3D masážne uzly: 3D masážne uzly zaisťujú optimálny tlak na akupresúrne body na tele a starajú sa tak o účinnú a osviežujúcu masáž.

Uľavujúce teplo: Teplo, ktoré je možné zapnúť, znižuje napätie svalov.

Vibrácie sedáku: Vibrácia s nastaviteľným stupňom intenzity pomáha obnoviť silu.

Časovač: Vyberte si na časovač masáže jednu z troch hodnôt: 5, 10 alebo 15 minút. Po 15 minútach nepretržitého používania sa automaticky vypne.

Ľahko použiteľný ovládač: Masáž si ľahko upravíte tak, aby vyhovovala vašim potrebám.

Všestranný a prenosný: Zmeňte svoj gauč alebo stoličku na masážne kreslo.

Použitie doma, v kancelárii alebo v aute: Pásky vzadu umožňujú upevniť masážny prístroj na väčšine kresiel alebo autosedačiek.

Poznámka: Pri jazde je možné prístroj použiť na sedadlách pasažierov, ale nikdy nie na sedadle vodiča.

## Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobené v Číne



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)