


Aukey International Limited
Web: www.naipocare.com
E-mail: wholesale@naipocare.com
Add.: Room 1202 Hong Commercial Building
145 Hennesy Road Wanchai Hong Kong
HQ: No. 102, Building P09, China South City, No. 1 Huanan Avenue,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

IP44
Made in China



User Manual



Mini Massager

Model: MGPC-101MM

材质: 105g 铜版纸

尺寸: 100 x 95 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉装订

(封面内页留白)

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Mini Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Included in the Package

1 x Vibration Massager
3 x AAA Batteries
1 x User Manual

Product Specifications


Model Name	Naipo Mini Massager
Weight	≈0.26 kg
Size	11.2 x 10.3 x 9.3 cm
Material	ABS, Resin gum
Power Input	DC 4.5 V 3 x AAA Batteries
Power Consumption	1.3 VA
Massage Intensity	Low
Water resistant	Protection rating IP44

- EN -

Product Operation Guide

Batteries Installation

1. Open the cover of the massager and install 3 AAA batteries according to the indicated direction in this diagram:



2. Confirm that the anode and cathode orientation of the batteries is correct and make sure that the battery cover is properly closed.

- EN -

Operation

- Place the 3 massage nodes on the part of your body that you want to massage and press downwards the top of the massager.
- The massager will vibrate as long as the top is pressed with enough pressure.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device doesn't work.	Low batteries or Wrong direction of the anode and cathode of the batteries	Change the batteries or check if the direction of the anode and cathode is correct
The vibration is abnormally weak	Low batteries	Change the batteries

- EN -

Maintenance

Moisten a soft cloth with alcohol and wipe the surface of the massager. Please keep your massager on a safe place after use. Do not place any objects on top of your massager. Do not disassemble.

Transportation and Storage

Ambient temperature: 15°C - 35°C
Maximum relative humidity: 75%
Ventilated room and no corrosive gas
Atmosphere pressure: 860 mbar - 1060 mbar
The massager is lightly shockproof., suitable for airplane, railway, road, and ship transportation.
Do not expose to immersion or collision.

- EN -

Introducción

Gracias por comprar el Mini Masajeador Naipo. Por favor, lea atentamente este manual del usuario y manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas.

Incluido en el paquete:

1 x masajeador de vibración
3 x pilas AAA
1 x manual del usuario

Especificaciones del producto


Nombre del modelo	Naipo Mini Masajeador
Peso	≈0.26 kg
Tamaño	11.2 x 10.3 x 9.3 cm
Material	ABS, goma de resina
Entrada de alimentación	DC 4.5 V 3 x Baterías AAA
Consumo de energía	1.3 VA
Intensidad de Masaje	Suave
Protección contra el agua	Grado de protección IP44

- ES -

Guía de funcionamiento del producto

Instalación de baterías

1. Abra la tapa del masajeador e instale 3 pilas AAA según la dirección indicada en este diagrama:



2. Confirme que la orientación de ánodo y cátodo de las baterías es correcta y asegúrese de que la tapa del masajeador quede bien cerrada.

- ES -

Operación

- Coloque los 3 nodos de masaje en la parte del cuerpo que desea masajear y presione hacia abajo la parte superior del masajeador.
- El masajeador vibrará mientras se mantenga la presión necesaria en la parte superior.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona	Baterías bajas o Dirección incorrecta del ánodo y cátodo de las baterías	Cambie las baterías o revise si la dirección del ánodo y el cátodo es correcta
La vibración es anormalmente débil	Baterías bajas	Cambie las baterías

- ES -

Mantenimiento

Utilice un paño suave humedecido con alcohol para limpiar la superficie del masajeador. Por favor, mantenga su masajeador en un lugar seguro después de usarlo. No coloque ningún objeto encima de su masajeador. No desarme el masajeador.

Transporte y almacenamiento

Temperatura ambiente: 15°C - 35°C
Humedad relativa máxima: 75%
Habitación ventilada y sin gas corrosivo
Presión ambiente: 860 mbar-1060 mbar
El masajeador es ligeramente a prueba de impacto, adecuado para el transporte por avión, ferrocarril, carretera y barco.
No exponer a inversión o colisión.

- ES -