



Foot and Calf 2 in 1 Massage with Air Pressure & Rolling Massage

Model: MGF-3600

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China



Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Foot and Calf 2 in 1 Massage with Air Pressure & Rolling Massage. Please read this manual carefully to ensure that it is used safely and effectively. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

- Included**
 - 1 x Foot & Calf Massager
 - 1 x Adapter (Please use only with the designated adapter)
 - 1 x User Manual

Product Specifications	
Model	MGF-3600
Name	Naipo Foot and Calf 2 in 1 Massage with Air Pressure & Rolling Massage
Input Voltage	DC 24V
Power consumption	55W
Auto-off time	15 minutes

Important Safeguards

- Close supervision is necessary if the product is to be used by those who are disabled, who suffer from sensory or mental incapacity, and who lack the relevant experience and knowledge of the product (children included).
- Keep the product away from children.
- The surface of the product might be heated due to the heating device inside. Therefore, people who are insensitive to heat should be aware of this.
- To ensure safety, if the power cable is damaged, consult with the manufacturer, designated maintenance institutions, or professional maintenance teams to replace the cable.
- Keep the product away from sharp objects. Do not use the product if fabric covers are damaged so that foot holes do not occur. Consult with the manufacturer, designated maintenance institutions or professional maintenance teams to repair the product before using.
- Please disconnect from the power supply when the product is not in use or before it is to be cleaned.
- Do not cover the product while it's in use, otherwise the motor will get overheated, which might cause malfunction or damage to the product.
- Stop using the product immediately if uncomfortable feelings occur during use.
- If the product malfunctions, please consult with the manufacturer, designated maintenance institutions or professional maintenance teams to repair the product before using.
- Use only spare parts recommended by the manufacturer.
- Do not drop or insert objects into any opening of the product.
- Do not operate the product with wet hands.
- Do not contact the control panels with water or other liquids.
- Turn off the product before disconnecting from the power supply.
- The product is not intended for wet diagnosis or self-treatment for conditions that should be managed by a qualified health care provider.
- It's recommended to use the product in an environment with temperature between 5°C (41°F) - 40°C (104°F), and please do not use it in a humid environment.
- Do not use the product outdoors or expose it to direct sunlight.

Warnings

Do not move the product from low-temperature to high-temperature, for the water vaporization might damage the product. After using the product, it's recommended that it be put in a place at room temperature for 1 hour.


- People listed below should consult a doctor before using the product:**
- People who are using a medical treatment or people who are feeling uncomfortable.
 - People who are suffering from hypertension, heart disease, central arteriosclerosis, or cerebral thrombosis.
 - People who have a malignant tumor.
 - Women who are pregnant or women who are in menopause.
 - People who are suffering from osteoporosis.
 - People who are misdiagnosed with gonorrhea or other medical apparatus.
 - People who are suffering from an acute disease.

Q&A

If the product fails to work after the measures below have been taken, please send the product to designated service center or designated technical staff for maintenance or repair. Note: It's recommended to use the massager for 1-2 times per day, with each time less than 15 minutes.


Problem	Cause	Remedy
The product doesn't work.	The product is not connected to the power supply.	Please connect the product to the power supply or make sure that the connection is good.
	The power button has not been pressed.	Please press the power button.
The product stops working while in use.	The product is not connected to the power supply tightly.	Please connect the product to the power supply tightly.
	The product has been in consistent use for a long period of time, which might activate overheat protection.	Please press the power button again.
The product has been used for long periods of time, which might activate overheat protection.	The pressure is too high for the massage nodes.	Adjust the load by relaxing feet.

Product Diagram




Control Panel I

Press **U** to turn on or turn off the massager. When it's turned on, rolling massage on feet will be activated by default.
Press **1** to control air compression among 3 intensity levels.
Press **2** to control vibration function on foot among 3 intensity levels or turn off the function.
Press **3** to activate or turn off the heating function.
Press **4** to activate or turn off leg mode 1 / leg mode 2.
Press **5** to activate or turn off foot mode 1 / foot mode 2.
Under leg mode, long press **4** to stop rolling massage on feet, while the air compression on sides of calves, calves, and feet, while the air compression on sides of calves, calves, and feet remains. The intensity could still be controlled. Press **3** again to start to normal working mode.
Under foot mode, long press **2** to stop rolling massage on feet, while the air compression on sides of calves, calves, and feet remains. The intensity could still be controlled. Press **3** again to start to normal working mode.
Under leg mode, long press **1** to stop air compression while the rolling massage on feet remains.
Under foot mode, long press **1** to stop air compression while the rolling massage on feet remains.




Control Panel II

Press **U** to turn on or turn off the section for foot massage. When it's turned on, rolling massage on feet, air compression on sides of calves, calves, and feet, and vibration on feet will be activated by default.
Press **1** to control air compression among 3 intensity levels.
Press **2** to control vibration function on foot among 3 intensity levels or turn off the function.
Press **3** to activate or turn off the heating function.
Press **4** to activate or turn off leg mode 1 / foot mode 2.
Long press **2** to stop rolling massage on feet while the air compression on feet remains. The intensity could still be controlled. Press **3** again to start to normal working mode.
Long press **1** to stop air compression on feet while the rolling massage on feet remains. Press **3** again to activate air compression on feet again.



Product Operation Guide

- Place the product flat on a clean floor. Make sure that the foot covers are not placed without any damage.
- Connect the product to the power supply with the adapter and the product will start to standby mode with the power indicator flashing. Sit on a chair and put legs inside the foot covers (do not stand while using the product).
- When faded, the product can massage on feet. When unfolded, the product can massage on feet and calves. Choose the power you need with different massage modes.
- Control panel I only works when the product is unfolded, while Control panel II only works when the product is folded.
- Press turn off the product if it is to be unfolded or folded.
Note: When folding, please turn off the product and leave it alone for 1 minute until the air inside the air bag of the calf action has been completely released.
- While in use, the product will shift into standby mode if the power button is pressed or the auto-off function has been activated.



Massage Areas

This product is designed for massage on feet and calves.

Warranty and Customer Support

For warranty, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

*Note: Products purchased directly from Naipo cannot be returned for warranty issues. If the purchase is made from other selling teams, we recommend you contact them for after-sales service.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Naipo 2 in 1 Fuß- und Waden-Massageräts mit Luftdruck-Funktion und rollender Massagekissen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die anwendungsbereiten Sicherheitshinweise. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit der Modellnummer und Ihrer Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

- 1 Fuß- und Wadenmassager
- 1 Adapter (Bitte nur mit dem dafür vorgesehenen Adapter verwenden)
- 1 Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen	
Modell	MGF-3600
Name	Naipo 2 in 1 Fuß- und Waden-Massagerät mit Luftdruck- und rollender Massage
Eingangsspannung	DC 24V
Stromverbrauch	55W
Automatische Abschaltung	15 Minuten

Schichtige Sicherheitsanweisungen

- Eine sorgfältige Überwachung ist notwendig, wenn das Produkt von Kindern, die behindert sind, oder von sonstiger sensiblem Personen verwendet wird. Es ist nicht zulässig, das Produkt zu verwenden, wenn Sie sich nicht mit dem Produkt auskennen und keine ausreichende Erfahrung und Kenntnisse des Produkts haben (Kinder eingeschlossen).
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Verhindern Sie das Produkt nicht, wenn es sich erwärmt.
- Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie die Stromversorgung durch einen qualifizierten Elektriker überprüfen lassen.
- Verwenden Sie nur von den Herstellern empfohlene Ersatzteile.
- Lösen Sie keine Gegenstände in eine Öffnung des Produkts frei.
- Beachten Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Beachten Sie die Bedienfelder nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Produkt vor, bevor Sie es von Netz trennen.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser. Wenn Sie es in einer feuchten Umgebung verwenden, müssen Sie sich an einen qualifizierten Elektriker wenden.
- Es ist empfohlen, das Gerät an einem Ort mit Temperatur zwischen 5°C (41°F) - 40°C (104°F) zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort.

Verwendung

Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder setzen Sie es direktem Sonnenlicht aus. Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei niedrigen oder hohen Temperaturen geeignet. Nach dem Waschen der Füße ist das Produkt beschädigen könnte, nach dem Gebrauch des Produktes empfohlen es sich, es zunächst eine Stunde bei Raumtemperatur zu platzieren.

Die nachstehenden aufgeführten Personen sollten einen Arzt konsultieren, bevor Sie das Produkt in folgenden Situationen verwenden:


- Personen, die in medizinischer Behandlung sind oder Menschen, die sich umhelfen können.
- Menschen, die an Bluthochdruck, Herzkrankheiten, zerebraler Arteriosklerose oder zerebraler Thrombose leiden.
- Menschen, die einen bösartigen Tumor haben.
- Frauen, die schwanger sind oder Frauen, die in der Menstruation sind.
- Menschen, die eine Osteoporose haben.
- Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Implantaten.
- Personen, die an einer akuten Krankheit leiden.

Q&A

Wenn das Produkt nach Durchführung der folgenden Maßnahmen noch nicht funktioniert, senden Sie bitte das Produkt an ausgewiesene Servicecenter oder technische Personal für Wartung oder Reparatur. Anmerkung: Es wird empfohlen, das Massagerät 1-2 Mal pro Tag zu benutzen, jeweils weniger als 15 Minuten.

Problem	Grund	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Das Einschaltknopf wurde nicht gedrückt.	Bitte drücken Sie den Power Knopf.
Das Produkt ist nicht korrekt an die Stromversorgung angeschlossen.	Das Produkt wurde für längere Zeit ohne Unterbrechung verwendet.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Die Spannung ist zu hoch für die Massagekissen.	Bitte drücken Sie den Power Knopf erneut, nachdem es abgekühlt ist.
Das Gerät schaltet sich während der Benutzung ab.	Die Spannung ist zu hoch für die Massagekissen.	Bitte drücken Sie den Power Knopf erneut, nachdem es abgekühlt ist.
	Der Druck ist zu hoch für die Massagekissen.	Verändern Sie die Last indem Sie die Füße entspannen.

Produktbeschreibung



Systemsteuerung I

Drücken Sie die Taste **U** um das Massagerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden die Rollenmassage an den Füßen, die Luftkompression an Fußgelenken, Waden und Füßen und die Vibration an den Füßen standardmäßig aktiviert.

Drücken Sie die Taste **1** um die Luftkompression mit 3 Intensitätsstufen zu steuern.

Drücken Sie die Taste **2** um die Vibrationsfunktion an den Füßen mit 3 Intensitätsstufen zu steuern oder um diese Funktion abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **3** um die Wärmefunktion zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **4** um die Beinmassage im Modus 1 / Modus 2 zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **5** um die Fußmassage im Modus 1 / Modus 2 zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **4** um die Rollenmassage an den Füßen zu stoppen, während die Luftkompression an den Füßen erhalten bleibt (die Intensität kann noch kontrolliert werden). Drücken Sie erneut die Taste **4** um die Rollenmassage an den Füßen zu stoppen, während die Luftkompression an den Füßen erhalten bleibt.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **2** um die Luftkompression zu stoppen, während die Rollenmassage an den Füßen erhalten bleibt.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **1** um die Luftkompression zu stoppen, während die Rollenmassage an den Füßen erhalten bleibt.

Drücken Sie die Taste **U** um die Fußmassage beidseitig ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die Rollenmassage, die Luftkompression und die Vibration an den Füßen standardmäßig aktiviert.

Drücken Sie die Taste **1** um die Luftkompression mit 3 Intensitätsstufen zu steuern.

Drücken Sie die Taste **2** um die Vibrationsfunktion an den Füßen mit 3 Intensitätsstufen zu steuern oder um diese Funktion abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **3** um die Wärmefunktion zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **4** um die Beinmassage im Modus 1 / Modus 2 zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie die Taste **5** um die Fußmassage im Modus 1 / Modus 2 zu aktivieren oder abzuschalten.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **4** um die Rollenmassage an den Füßen zu stoppen, während die Luftkompression an den Füßen erhalten bleibt (die Intensität kann noch kontrolliert werden). Drücken Sie erneut die Taste **4** um die Rollenmassage an den Füßen zu stoppen, während die Luftkompression an den Füßen erhalten bleibt.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **2** um die Luftkompression zu stoppen, während die Rollenmassage an den Füßen erhalten bleibt.

Drücken Sie unter dem Beinmodus lange die Taste **1** um die Luftkompression zu stoppen, während die Rollenmassage an den Füßen erhalten bleibt.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le massager Naipo Pieds et Mollets 2 en 1 avec massage à compression d'air et à roulement. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Inclus

- 1 x Massager de pieds et poignets
- 1 x Adaptateur (Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur électrique conçu pour l'appareil)
- 1 x Manuel d'utilisation

Spécifications du produit

Spécifications du produit	
Modèle	MGF-3600
Nom	Naipo Massager pour Pieds et Mollets 2 en 1 avec Compression d'Air et Massage Roulant
Classe	DC 24V
Tension	55W
Consommation d'énergie	55W
Température de coupure automatique	15 minutes

Recommandations importantes

- Un adulte doit superviser l'utilisation du produit pour garantir que le produit est utilisé de manière appropriée et sans danger.
- Une surveillance étroite est nécessaire si le produit doit être utilisé par des personnes handicapées, qui souffrent d'une condition sensible ou d'une condition médicale, ou qui ne disposent pas d'une expérience et d'une connaissance suffisantes du produit (enfants inclus).
- Gardez le produit à l'écart des enfants.
- La surface du produit peut être chauffée en raison du dispositif de chauffage IR intégré. Par conséquent, les personnes sensibles à la chaleur doivent faire attention.
- Pour assurer la sécurité, si le câble d'alimentation est endommagé, contactez votre fabricant, les établissements de maintenance désignés ou les équipes professionnelles de maintenance pour remplacer le câble.
- Gardez le produit loin des objets tranchants, ne pas utiliser le produit à ce qui est endommagé de sorte qu'il y ait des trous ou des fissures. Consultez votre fabricant, les établissements de maintenance désignés ou les équipes professionnelles de maintenance pour réparer le produit avant de le réutiliser.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique du produit avant de le réutiliser.
- Ne pas couvrir le produit pendant son utilisation, sinon le moteur peut être surchauffé, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager le produit.
- Arrêtez d'utiliser immédiatement le produit si vous ressentez des sensations ou des symptômes pendant l'utilisation.
- Si le produit fonctionne mal, veuillez consulter le fabricant, les établissements de maintenance désignés ou les équipes professionnelles de maintenance afin d'être réparé ou remplacé.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Ne pas insérer des objets dans une ouverture du produit.
- Ne pas utiliser le produit avec les mains humides.
- Ne pas mettre en contact le produit avec des produits chimiques, des liquides ou des produits liquides.
- Le produit n'est pas fait pour un traitement personnel ou diagnostique personnel de conditions qui devraient être prises en charge par un professionnel de la santé.
- Le produit n'est pas fait pour être utilisé pendant un environnement qui a une température entre 5°C (41°F) - 40°C (104°F). Évitez d'utiliser le produit dans un environnement humide.
- N'utilisez pas le produit lorsque la température est inférieure à 5°C (41°F).
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne pas déplacer le produit de basse température à haute température, car cela pourrait endommager le produit.

Ne déplacez pas le produit de basse température à haute température, car cela pourrait endommager le produit. Après avoir utilisé le produit, il est recommandé de le mettre à la température ambiante pendant 1 heure. Les personnes souffrant d'hypertension, de diabète, de maladies cardiaques, d'artériosclérose cérébrale ou thrombose cérébrale.


- Personnes atteintes d'une tumeur maligne.
- Les femmes enceintes ou les femmes qui sont en période de menstruation.
- Les personnes souffrant d'ostéoporose.
- Personnes impliquées dans un traitement médical ou qui ont un appareil médical.
- Les personnes qui souffrent d'une maladie aiguë.

Questions & Réponses

Si le produit ne fonctionne toujours pas après les mesures ci-dessus, envoyez le produit aux centres de service clientèle ou au personnel technique désigné pour la maintenance ou la réparation. Note: Il est recommandé d'utiliser le massager 1-2 fois par jour, chaque fois pour une période de moins de 15 minutes.

Problème	Raison	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	Le produit n'est pas connecté à la source d'alimentation électrique.	Connectez le produit à l'alimentation électrique ou assurez-vous que la connexion est bonne.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton DK.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
Le produit cesse de fonctionner pendant son utilisation.	Le produit n'est pas bien connecté à la source d'alimentation.	Connectez correctement le produit à l'alimentation électrique.
	Le produit a été utilisé pendant plus de 15 minutes.	Assurez-vous toujours de appuyer le bouton d'alimentation.
Le produit a été utilisé pendant plus de 15 minutes.	La pression est trop élevée pour les nœuds de massage.	Redimensionnez le produit après refroidissement.
		Ajoutez la charge en relâchant les pieds.

Diagramme du produit



Panneau de contrôle I

Pressez **U** pour mettre en marche ou arrêter le massage. Lorsqu'il est en marche, les fonctions massage des pieds par roulement, compression d'air et des pieds ainsi que la vibration seront activées par défaut.

Pressez **1** pour sélectionner un des 3 niveaux d'intensité de compression d'air.

Pressez **2** pour sélectionner un des 3 niveaux d'intensité pour la fonction de vibration, ou pour arrêter complètement la vibration.

Pressez **3** pour activer ou arrêter la fonction chauffante.

Pressez **4** pour activer ou arrêter le mode pied 1 / pied 2.

Pressez **5** pour activer ou arrêter le mode pied 1 / pied 2.

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **4** pour arrêter le roulement de massage des pieds, permettant à la compression d'air de continuer ou à nouveau de mettre des pieds. (l'intensité peut continuer d'être contrôlée).

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **2** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **1** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Sous le mode pied, pressez et maintenez enfoncé **U** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Pressez **U** pour mettre en marche ou arrêter le massage pour pied. Lorsqu'il est en marche, les fonctions massage des pieds par roulement, compression d'air et des pieds ainsi que la vibration seront activées par défaut.

Pressez **1** pour sélectionner un des 3 niveaux d'intensité de compression d'air.

Pressez **2** pour sélectionner un des 3 niveaux d'intensité pour la fonction de vibration, ou pour arrêter complètement la vibration.

Pressez **3** pour activer ou arrêter la fonction chauffante.

Pressez **4** pour activer ou arrêter le mode pied 1 / pied 2.

Pressez **5** pour activer ou arrêter le mode pied 1 / pied 2.

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **4** pour arrêter le roulement de massage des pieds, permettant à la compression d'air de continuer ou à nouveau de mettre des pieds. (l'intensité peut continuer d'être contrôlée).

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **2** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Sous le mode jambe, pressez et maintenez enfoncé **1** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Sous le mode pied, pressez et maintenez enfoncé **U** pour arrêter la compression d'air pendant que le mode roulement continue ou à nouveau des pieds.

Benutzungsanweisungen

- Legen Sie das Produkt flach auf einen sauberen Boden. Achten Sie darauf, dass die Fußabdeckungen ohne Beschädigung platziert sind.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Adapter an das Stromnetz an und das Produkt schaltet in den Standby-Modus. Wenn die Stromanzeige leuchtet, setzen Sie sich auf einen Stuhl und legen Sie Ihre Beine in die Fußabdeckungen (wenn Sie nicht bei der Verwendung des Produkts sind).
- Wenn ein Indikator für eine übermäßige Erwärmung des Produkts leuchtet, stellen Sie das Produkt für eine Weile aus und lassen Sie es 1 Minute lang ruhen, bis die Luft in den Airbags der Beinaktion vollständig entlassen ist.
- Während des Gebrauchs wechselt das Produkt in den Standby-Modus, wenn die Power Taste gedrückt wird oder die Auto-Off-Funktion aktiviert wird.

Massagegebieten

Dieses Produkt ist für die Massage der Füße und Waden konzipiert.

Garantie und Kundensupport

Für Fragen, Unterstützung oder Gewährleistungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unser angegebene Adressen. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produkt-Modellnummer an.
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
Email: support@naipocare.com

*Bitte beachten Sie: Naipo bietet den Kundendienst für Produkte an, die direkt von Naipo gekauft wurden. Wenn Sie Ihr Gerät von einem anderen Verkäufer für Produkte an, die direkt von Naipo gekauft wurden, wenden Sie sich bitte an den Service- oder Garantiepartner dieses Verkäufers.

Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajador para Pies y Mollets 2 en 1 con masaje de aire y masaje por rodillos. Le recomendamos leer cuidadosamente el manual de usuario y las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Incluso

- 1 x Masajador de pies y poignets
- 1 x Adaptador (Solo solo con el adaptador designado)
- 1 x Manual de usuario

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto	
Modelo	MGF-3600
NOMBRE	Naipo Masajador para Pies y Mollets 2 en 1 con Masaje de Aire y Masaje por Rodillos
Tensión	DC 24V
Consumo de energía	55W
Temporizador de apagado automático	15 minutos

Medidas de seguridad

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual del usuario para asegurarse de que se utilizó correctamente y con seguridad.
- Una supervisión estrecha es necesaria si el producto va a ser utilizado por personas discapacitadas, que sufren de incapacidad sensorial o mental y que carecen de la experiencia y conocimiento del producto (incluido los niños).
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- La superficie del producto puede calentarse debido al dispositivo de calentamiento que se encuentra en su interior. Para su propia seguridad, consulte con el fabricante, los establecimientos de mantenimiento designados o las unidades de mantenimiento profesional para reemplazar el cable.
- Para garantizar la seguridad, si el cable de alimentación está dañado, consulte con los fabricantes, instituciones de mantenimiento designadas o equipos de mantenimiento profesional para reemplazar el cable.
- Mantenga el producto lejos de los objetos afilados. No utilice el producto si las cubiertas de los cables están dañadas para que no se produzcan lesiones en los pies. Consulte con los fabricantes, las instituciones de mantenimiento designado o equipos de mantenimiento profesional para reparar el producto antes de volver a utilizarlo.
- Desconecte la fuente de alimentación mientras el producto no está en uso o antes de limpiarlo.
- No cubra el producto mientras está en uso, lo que podría hacer que el motor se sobrecaliente, lo que podría causar mal funcionamiento o dañar el producto.
- Deje de usar el producto inmediatamente si se siente incómodo durante el uso.
- Si el producto no funciona correctamente, consulte con los fabricantes, las instituciones de mantenimiento designadas o equipos de mantenimiento profesional para reemplazar el cable.
- Use solo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- No deje caer ni rasque ningún objeto en ninguna abertura del producto.
- No toque el producto con las manos mojadas.
- Antes de utilizar el producto, asegure de que el producto esté completamente seco y que no haya agua ni líquidos.
- El producto no está diseñado para el auto-diagnóstico o el autotratamiento para afecciones que debe gestionarse un proveedor de atención médica calificada.
- Se recomienda utilizar el producto en un entorno con temperatura entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F), y no lo utilice en un ambiente húmedo.

Introdução

17. Não utilize o dispositivo de ar não aquecido a longo prazo diretamente no seu pé.

18. Não mova o produto de baixa temperatura para alta temperatura, pois a vaporização da água pode danificar o produto. Depois de usar o produto, é recomendado deixá-lo em uma temperatura ambiente durante 1 hora.

Os usuários listados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto em situações listadas:

- Personas que están bajo tratamiento médico o personas que se sienten incómodas.
- Las personas que tienen hipertensión, enfermedades del corazón, arteriosclerosis cerebral o trombosis cerebral.
- Personas que tienen un tumor maligno.
- Las mujeres que están embarazadas o mujeres que están en la menstruación.
- Las personas que tienen osteoporosis.
- Personas que se someten a un tratamiento médico o que